

AG ワーキングウェア

- ・ハイパロン耐水コーティングは軽量で防水性のある生地
- ・縫製部分は防水シール加工で防水性を強化
- ・冬期は、防寒着としても活用できる
- ・数がまとまれば、
ロゴやオリジナル
文字を入れる
こともできます。



AG 注入器ホルダー

- ・肩がけ・首下げ・腰巻式の注入器ケース
- ・充電式カイロ（別売）の使用で、一定温度を維持
- ・受胎率向上に貢献する1アイテムとして
- ・特に受精卵・雌雄判別精液の使用時に最適
- ・衛生的に携帯可能で作業の効率化を実現

内面には、ビニール地を張り付け
てあり、掃除しやすく衛生的です。

ベルトには、バックルが付いていて
脱着しやすく、またベルトは自由に
動かため、腰への装着も可能です。



ホルダー内部が高温（約40度以上）になると精
子の活力に影響を及ぼしますのでご注意ください。
特に使い捨てカイロの場合は使いはじめが高温に
なりますので、ご注意ください。
*注入器、充電式カイロは付属しません。
*シースカバーの使用を推奨

人工授精機材

フランスのIMV社、アメリカのチトー社などの人工授精
用機材を取り扱っています。

チトー ストロー融解器 12VDC



- ・35.6℃に設定済み（温度設定変更可）
- ・12VDC 専用
- ・自動車のシガレットから電源を
取ることが出来ます。（コード長:3.5m）
- ・適正温度に達すると、
緑のランプが点灯します。
- ・便利なカード式温度計添付
※24Vの車には使用できません。
※100V→12V 電圧変換アダプター利用
で家庭用コンセントでも使用可能。

チトー AI キットボックス

AI キットボックスの蓋をした
状態で、融解器の保温が可能です。

融解器やシース管・注入器
の専用収納部があり、
衛生的にも優れています。
ストローカッター・
ピンセット付属。



液体窒素凍結保存容器

アメリカのテイラーワートン社の液体窒素凍結保存
容器を取り扱っています。



販売元
アニマルジェネティクスジャパン株式会社



〒519-0271 三重県鈴鹿市西庄内町 4520
TEL0593-71-6010 FAX0593-71-6011
URL:<http://www.agjapan.co.jp/>
E-mail:agj@agjapan.co.jp