



晴れ間の多かった今年のつゆもようやく明け、いよいよ夏本番に向かっている三重県鈴鹿ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今月より、アニマルジェネティクスジャパンの売れ筋ランキングと、お得な情報、鈴鹿のニュースなどをお届けしていきます！

## 和牛

## 長宗康夫の和牛動向

注目度 No. 1

### 勝忠平

○優れた増体能力

○優れた肉質

父 平茂勝  
祖父 忠福  
祖祖父 第20 平茂

注目の勝忠平

今全国から問い合わせが殺到しているのが徳重和牛人工授精所の「勝忠平」。父平茂勝を超える増体能力とロース芯の大きさとバラの厚みに、和牛コンサルタント・小野健一氏も五ツ星をつけたほどです。昨年10月の芝浦での成績もBMS7.8、12頭中A5が6頭で残りがA4と好成績を収め、平茂勝の後継牛として注目を浴びています。

増体系に人気集中

北海道を含め、全国的に増体系の種雄牛に人気が集まっています。そのなかでも、白清85の3、日向之國、雲仙丸、国栄97、北乃大福はまだ若い種雄牛で、4ツ星クラスの種雄牛ですが、今後の活躍が期待され、5ツ星へと移行する可能性があります。また、糸福(鹿児島)、寿恵福も増体系の牛として注目を集めています。

### AGJ 売れ筋ランキング

第1位 百合茂  
第2位 平茂  
第2位 北仁  
第3位 平茂勝

### AGJ 繋留種雄牛

安福力 安福 菊照土井 田安土井  
安福王 安福 第7糸桜 第14茂  
金安平 金幸 安福 平茂勝  
白雪 飛驒白清 第2鶴雪土井 菊照土井  
安照菊 菊安土井 菊照土井 安谷土井

## アニマルジェネティクスジャパン通信 創刊記念特別企画

### 勝忠平凍結精液を 謝恩価格にて販売いたします！

今回取り上げました、注目の勝忠平、AGJapanへの入荷が決定しました。そこで日頃の感謝をこめて、謝恩価格(18,000円)で販売を致します。なお、数に限りがございますので、希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。詳しくは別紙「勝忠平精液お申込書」をご覧ください。

## 和牛受精卵

## 岐阜の受精卵販売開始



北海道先行販売に先立ち、販売元・受入先の農家・獣医師・移植師同士の打ち合わせを北海道にて行いました。

### 北海道で先行販売

AGJapanでは岐阜県牛母体の受精卵の販売をはじめました。北海道では白老・音更の市場で素牛の市場価格が高く、本州からも注目を浴びている市場です。今後受精卵の動向をレポートしていきます。

## ホルスタイン

## 笹谷雅俊の注目の種雄牛



娘牛 エルスパードソーサ

### ソーサ (1H5588)

マンフレッド × ベルウッド

TPI第2位のソーサは、全米第1位の乳量改良値を誇り、米国での初産乳量の平均は13,000kg以上とその実力を発揮。生産のみではなく、バランスの良い体系に加え、長命性まで兼ね備えるオールマイティです。

母である「スパイシー EX-90」は、年間乳量28,118kgという全米記録を樹立、また同時にタンパク質第3位にもなったスーパーカウであり、ソーサの実力を血統的に支えます。



娘牛 マースソーサ



### ウィザード (1H6360)

2004年5月のTPIランキング17位でCRI社の体型改良スペシャリストです。4代EXを誇る母系を持ち、妹2頭もEXを獲得するなど、体型抜群ファミリーです。

肢蹄、乳器の線形は素晴らしく、期待を裏切りません。生産寿命は高く、体細胞数は低く、分娩難易度も低いいため、牛群の基盤をしっかりと支える娘牛たちが期待できます。

## アニマル ジェネティクス ジャパン(株)

鈴鹿リサーチファーム 三重県鈴鹿市西庄内町 4520  
TEL 0593-71-6010 FAX 0593-71-6011

本社 三重県津市一身田上津部田 1504-224

URL: <http://www.agjapan.co.jp/>

E-Mail: [agj@agjapan.co.jp](mailto:agj@agjapan.co.jp)

動物用医療用具輸入販売業許可番号:15 療輸第 299 号

## 液体窒素凍結保存容器ランキング

AGJapan では凍結保存容器のトップメーカー、テイラーウォートン社の製品を輸入・販売しております。先月の売れ筋ランキングを紹介します。

### 第1位



テイラーウォートン社  
長期保存型 **XT-20**

XT-20は凍結精液・受精卵保存の標準的なサイズです。液体窒素の気化率はライバル商品を含めてトップレベルの性能です。

### 第2位



テイラーウォートン社  
ドライシッパー  
**CX100**

CX-100は内部に特殊吸着剤が入っており、容器が転倒しても液体窒素がこぼれないように設計されています。

### 第3位

テイラーウォートン社  
大量保存容器  
**VHC35**



VHC-35はAGJAPANオリジナルの角型キャニスターを使用することで、在庫管理が容易にできます。精液が大量に保存でき、液体窒素の気化が少ないため、全国のAIセンターで好評です。

### 今月のオススメ

### ドライシッパータイプ凍結保存容器 **CX100**



テイラーウォートン社  
ドライシッパー **CX100**

「これはいいですね！万一倒れても液体が漏れないから、安心して受精卵を輸送できるようになりました。」

高価な受精卵の販売をしている北海道のA氏は先日導入したドライシッパー CX100を実際に使ってみて、その性能に大変満足しています。秘密は内部のLN2吸着剤。この吸着剤になんと4kg近い液体窒素が吸着され、転倒してもこぼれない設計になっているのです。



### 液体窒素保存 Q&A

精液や受精卵の凍結保存にかかせない液体窒素。でもその取扱や性質は意外と知られていません。ここでは皆様からの液体窒素に対する質問・疑問にお答えしていきます。


### Q

先日、知り合いの農家から「精液の凍結保存をする場合、ストロー全体が液体窒素に沈んでいなくても大丈夫。」と聞きましたが、心配です。本当に大丈夫でしょうか？

三重県 Mさん

### A

はい、大丈夫です。液体窒素にストローが完全に浸かっていなくても、液体窒素が最低必要量残っていれば、容器内は-180℃に保たれています。液体窒素再充填は、残り15cmがひとつの目安となります。この残量になりましたらすぐに充填されることをお勧めします。



### セール情報

### XT20 共同購入 開催中！



### XT20

長期保存型 液体窒素量：20リットル  
高さ 655 mm 外径 396 mm 充填重量 28.6 kg

液体窒素蒸発率 0.09リットル/日 <世界最高性能>

2ヶ月に一度の補充で十分なので経済的！  
頑丈でタフな構造、メタリック色の高級感

好みに合わせてカスタマイズOK!!

充実のキャニスターは選択・組み合わせ自由(ボト:底付/底穴無、ロング) 仕切板・加圧液体窒素充填など、もちろんフルセット(AIセット)も選択可能

**共同購入がお得!!** <XT20 限定企画>

まとめて買えばよりお得！みんなで買えばもっとお得！

例)AIセットの場合 3台以上まとまれば、通常価格の25%OFF  
5台以上まとまれば、通常価格の30%OFF  
10台以上まとまれば、通常価格の35%OFF

### 投稿募集中！

あなたの暑さ対策は何ですか？牛舎での工夫や、繁殖時に注意していること、なんでも結構です。皆様の投稿をお待ちしております。掲載された方には500円分の図書カードをプレゼントさせていただきます。

メール [agj@agjapan.co.jp](mailto:agj@agjapan.co.jp)  
または  
〒519-0271  
三重県鈴鹿市西庄内町4520  
アニマルジェネティックスジャパン(株)まで。